

D200-V

Leichtgewicht



- Schiebegriffe
höhenverstellbar
- Trommelbremse

höhenverstellbarer,
anpassbarer Rücken mit
fünf Klettbindern und
gepolstertem Überwurf

Sitzbezug in der Tiefe
einstellbar, Sitzkissen

Armlehnen abklappbar und
abnehmbar; Armpolster
höhen- und tiefeneinstellbar

Sitzhöhe
in drei Positionen
einstellbar

Beinstützen nach
innen und außen
abklappbar und
abnehmbar

Fersenbänder

Steckachse für
einfache und schnelle
Entfernung der Räder

Sitzhöhe
in drei Positionen
einstellbar

Fußplatten
winkelverstellbar



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Angaben D200-V

 Gesamtbreite	 Sitzbreite	 gefaltet	 Rücken- neigung	 Höhe Armlehnen	 Sitz- höhe	 Gesamt- höhe	 Gesamt- länge	 Sitz- tiefe	 Rücken- höhe	 max. Belastbarkeit
580	380	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
600	400	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
620	420	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
640	440	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
660	460	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
680	480	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
700	500	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130
720	520	300	5°	220 - 240	470/500/530	890 - 1060	995 - 1045	395 - 450	450 - 510	130

 Gewicht	 max. Steigung	 max. Gefälle	 Boden- freiheit	 Wendekreis	 Räder vorne	 Räder hinten	 C80	
ab 16,2	12°	16°	60	1500	200 x 50 PU	24" PU	Rahmenfarbe blau	

Maße in mm, Gewicht in kg, Winkel in °. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (1,5mm, 1,5kg, 1,5°) sind möglich

Verstellmöglichkeiten

Der neue individuell einstellbare Leichtgewicht Rollstuhl bietet Ihnen eine Vielfalt von Verstellmöglichkeiten und Optionen, wie z.B. höhenverstellbare Beinstützen, Stumpfauflagen, Kippschutz oder Trommelbremsen. Die Rahmenfarbe in königlichem Blau garantiert Ihnen ein glänzendes Auftreten !



Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

