



MultiLED Leuchten

Operationsleuchten - Untersuchungsleuchten - Behandlungsleuchten - Lupenleuchten



| | Operationsleuchte MultiLED 36 | Operationsleuchte MultiLED 30N | Operationsleuchte MultiLED 63N | Operationsleuchte MultiLED 30E | Operationsleuchte MultiLED 81E | Operationsleuchte MultiLED 29 | Operationsleuchte MultiLED 520 | Operationsleuchte MultiLED 860 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Beleuchtungsstärke | 160'000 lux | 160'000 lux | 160'000 lux | 160'000 lux | 160'000 lux | 160'000 lux | 160'000 lux | 160'000 lux |
| stufenlose Dimmung | 15 - 100 % | 20 - 100 % | 20 - 100 % | 25 - 100 % | 20 - 100 % | 20 - 100 % | 25 - 100 % | 25 - 100 % |
| Leuchtfeld Ø | 30 cm | 14 - 28 cm | 16 - 30 cm | 14 - 26 cm | 16 - 30 cm | 14 - 23 cm | 21 - 35 cm | 21 - 38 cm |
| Leuchtenkörper Ø | 60 cm | 40 cm | 63 cm | 40 cm | 63 cm | 52 cm | 52 cm | 86 cm |
| Farbwiedergabeindex | 94 Ra | 96 Ra | 96 Ra | 96 Ra | 96 Ra | 96 Ra | 96 Ra | 97 Ra |
| Farbtemperatur | 4'900 K | 4'500 + 5'000 K | 4'500 + 5'000 K | 4'500 + 5'000 K | 4'500 + 5'000 K | 4'500 + 5'000 K | 3'800 - 5'000 K | 3'800 - 5'000 K |
| Fokussierung | fix | manuell | manuell | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Wandmontage | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| Deckenmontage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deckenmontage doppelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mobil | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

| | Lupenleuchte MultiLED 88 | Behandlungsleuchte MultiLED 3 | Behandlungsleuchte MultiLED 9 | Untersuchungsleuchte MultiLED 12 | Untersuchungsleuchte MultiLED 28 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Beleuchtungsstärke | 2'250 lux | 70'000 lux | 50'000 lux | 100'000 lux | 120'000 lux |
| stufenlose Dimmung | 4 - 100 % | 4 - 100 % | 20 - 100 % | 50 - 100 % | 20 - 100 % |
| Leuchtfeld Ø | | | 26 cm | 16 cm | 11 - 33 cm |
| Leuchtenkörper Ø | 23 cm | 9.5 cm | 19.5 cm | 40 cm | 40 cm |
| Farbwiedergabeindex | 95 Ra | 94 Ra | 95 Ra | 96 Ra | 94 Ra |
| Farbtemperatur | 5'370 K | 4'500 K | 4'000 + 4'500 K | 4'500 K | 4'500 + 5'000 K |
| Fokussierung | fix | fix | fix | fix | manuell |
| Wandmontage | Zubehör | Zubehör | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deckenmontage | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deckenmontage doppelt | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| mobil | Zubehör | Zubehör | ✓ | ✓ | ✓ |