



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



# BECKENSTÜTZE KIND

Art-Nr: H06-560.007



## TECHNISCHE DATEN

Höhenverstellbereich  
alle 12 mm

Länge  
352 mm

Breite  
109.5 mm

Höhe  
642.5 mm

Längsverschiebung  
265 mm

## PREIS

### Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung  
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit der Beckenstütze positionieren Sie die Patienten, um einen geeigneten Zugang zum Becken und Oberschenkel zu erhalten. Durch die Längs- und Höhenverstellung erhalten Sie stets die korrekte Position zum Gipsen. Die ideale

## SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Material**  
Komplett hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, geschliffen und elektropoliert



Ergänzung zu unserer Gipsliege HESS EasyCast.





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)




## BECKENSTÜTZE KIND

Art-Nr: H06-560.007

### VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



#### Beckenstütze

H06-560.006

