



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



## LAGERUNGSPLATTEN-SET

Art-Nr: H06-561.002



### TECHNISCHE DATEN



### PREIS

#### Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung  
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

### SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**  
schwarz, antistatisch
- **Polsterbezug**  
Strapazierfähiges, schutzbeschichtetes Kunstleder

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Lagerungsplatten passend zu Behandlungsliege MultiPro® 2 / 5 lassen sich beidseitig ausrichten. Das Set besteht aus einem Paar Geräteschienen in verstärkter Ausführung, einem Rückenteilpolster, einem Beinteilpolster sowie einem ausziehbarem Beinteilpolster. Die Montage bedingt eine Polsterbreite von 65 cm, sowie eine Polsterdicke von 5 cm. Mit dieser Lagerungshilfe kann der Patient mühelos und sicher positioniert werden um eine rektale Untersuchung



durchzuführen.

