



IL VOSTRO CATALOGO DEI PRODOTTI INDIVIDUALE

Data di creazione 21.09.2024





Data di creazione 21.09.2024, Con riserva di modifiche senza preavviso

Cliccate qui

Al negozio



ENSEMBLE DE PLAQUES DE TABLE

No. d'articolo: H06-561.002



DATI TECNICI



PREZZO

Su richiesta

Tutti i prezzi sono al netto, più IVA e consegna

Valido il 21.09.2024, Con riserva di modifiche ed errori

SPECIFICHE

- **imbottitura**
noir, antistatique
- **housses de coussin**
similicuir durable à revêtement protecteur
- **housses de coussin**
similicuir durable à revêtement protecteur

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Les plaques de Table adaptées à la table de traitement MultiPro® 2/5 peuvent être alignées des deux côtés. L'ensemble se compose d'une paire de rails d'appareillage renforcés, d'un rembourrage dorsal, d'un rembourrage pour jambe et d'un repose-pied extensible. Lemontage nécessite une largeur de sellerie de 65 cm et une épaisseur de 5 cm. Grâce à ce support, le patient peut être positionné facilement et en toute sécurité pour effectuer un examen rectal.

