



# IL VOSTRO CATALOGO DEI PRODOTTI INDIVIDUALE

Data di creazione 21.09.2024





Data di creazione 21.09.2024, Con riserva di modifiche senza preavviso


Cliccate qui

Al negozio



# POSITION TRENDELENBURG/ANTITRENDELENBURG RÉGLABLE ÉLECTRIQUEMENT

No. d'articolo: H06-530.001



## DATI TECNICI

regolazione in altezza  
65-96 cm

## PREZZO

Su richiesta

Tutti i prezzi sono al netto, più IVA e consegna

Valido il 21.09.2024, Con riserva di modifiche ed errori

## SPECIFICHE

- azionamento  
avec interrupteur à main

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

À l'aide d'un interrupteur manuel, un système électrique permet de positionner le patient sans effort dans le support de choc, qu'ils'agisse de Trendelenburg ou d'Antitrendelenburg.

