



IL VOSTRO CATALOGO DEI PRODOTTI INDIVIDUALE

Data di creazione 21.09.2024





Data di creazione 21.09.2024, Con riserva di modifiche senza preavviso

Cliccate qui

Al negozio

HESS

No. d'articolo: H01-300



DATI TECNICI

dimensioni dell'imbottitura
Ø 36 cm

spessore imbottitura
6 cm

regolazione in altezza
46 - 61 cm

carico massimo fino
150 kg

nombre de rayons
5 Stk.

forme de croix
Ø 50 cm

nombre de rayons
5 Stk.

forme de croix
Ø 50 cm

PREZZO

CHF 399.00 / Stk

Tutti i prezzi sono al netto, più IVA e consegna

Valido il 21.09.2024, Con riserva di modifiche ed errori

COLORI



SPECIFICHE

- **imbottitura**
cousin HESS «MediPad»: coussinets médicaux de protection enduits et parfaitement étanches empêchant toute infiltration de liquide
- **tipo di ruote**
sans roulettes, avec pieds
- **Siège**
siège rond
- **réglage en hauteur**
au moyen d'une bague de déclenchement manuelle
- **construction du pied**
base en aluminium poli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

