



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



## BEHANDLUNGSLEUCHE HESS MULTILED 9 WAND

Untersuchungsleuchte für kleine Einsätze und erste Hilfe

Art-Nr: H20-189.02



### TECHNISCHE DATEN

Beleuchtungsstärke  
50'000 Lux

stufenlose Dimmung  
20 - 100 %

Leuchtfeld Ø  
26 cm

Leuchtenkörper Ø  
19.5 cm

Farbwiedergabeindex  
95 RA

Farbtemperatur  
4000, 4500 Kelvin

### PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung

Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

### KONFIGURATIONEN

Wandmontage

Wandmontage

Wandmontage

Wandmontage

### SPEZIFIKATIONEN

- 18 Monate Garantie (18H)
- **Ausführung**  
Wand montiert
- **Intensitäts-Verstellung**  
mittels Bedienfeld an der Vorderseite des Leuchtenkörpers
- **Positionierung**  
mittels zentralem, sterilisierbarem Griff
- **Konfiguration**  
Wandmontage
- **Rahmenfarbe**  
RAL 9003 signalweiss
- **Oberfläche**  
leicht zu reinigen & desinfizieren

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die schattenfreie LED Behandlungsleuchte HESS MultiLED 9 eignet sich für kleinere Operationen, in der Gynäkologie und bei der ErstenHilfe. Die kompakte Anordnung der Linsen (der Leuchtenkörper beträgt 195 mm) erfordert keine Fokussierung. Dank dem leichten Aluminium



Gehäuse ist die Leuchte besonders einfach zu handhaben. Die Reduktion der IR- Strahlung der LED und der sparsame Energieverbrauchsorgen für eine geringe Wärmeabgabe, was sowohl dem Patienten als auch dem Arzt zugutekommt.





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



## BEHANDLUNGSLUCHE HESS MULTILED 9 WAND

Untersuchungsleuchte für kleine Einsätze und erste Hilfe

Art-Nr: H20-189.02

### VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Untersuchungsleuchte HESS  
MultiLED 12 Wand

H20-188.02

