



# VOTRE CATALOGUE DE PRODUITS INDIVIDUEL

Date de création 21.09.2024





Date de création 21.09.2024, Sous réserve de modifications sans préavis

Cliquez ici

Vers le magasin



No. d'article: H20-189.01



## DONNÉES TECHNIQUES

illuminance  
50'000 Lux

gradation continue  
20 - 100 %

champ lumineux Ø  
26 cm

corps de la lampe Ø  
19.5 cm

indice de rendu des couleurs  
95 RA

température de couleur  
4000, 4500 Kelvin

illuminamento  
50'000 Lux

oscuramento continuo  
20 - 100 %

campo luminoso Ø  
26 cm

corpo lampada Ø  
19.5 cm

indice di resa cromatica  
95 RA

temperatura di colore  
4000, 4500 Kelvin

## PRIX

### Sur demande

Tous les prix sont nets, plus la TVA et la livraison

Valable le 21.09.2024, Sous réserve de modifications et d'erreurs

## DESCRIPTION DU PRODUIT

La lampada operatoria HESS MultiLED 9, che non genera ombre, è adatta per piccoli interventi chirurgici di superficie, ginecologia e primo soccorso. La disposizione ravvicinata delle ottiche (la dimensione del riflettore è 195mm) non richiede la necessità di focalizzazione. La lampada è facilmente maneggevole grazie alla struttura portante in alluminio, che conferisce al prodotto leggerezza e movimenti. La riduzione dell'emissione di raggi IR dei LED, insieme alla

## SPÉCIFICATIONS

- **exécution**  
montaggio a soffitto
- **regolazione dell'intensità**  
tramite pannello di controllo sul lato anteriore del corpo illuminante
- **posizionamento**  
tramite impugnatura centrale sterilizzabile
- **Configurazione**  
Montaggio a soffitto
- **colore del telaio**  
blanco segnale RAL 9003
- **superficie**  
facile da pulire e disinfettare



bassa potenza utilizzata, consentono di ottenere una bassaemissione di calore, a beneficio del paziente ma anche del dottore.





Date de création 21.09.2024. Sous réserve de modifications sans préavis

[Cliquez ici](#)

[Vers le magasin](#)



**No. d'article:** H20-189.01

## VARIANTES

Vous trouverez d'autres variantes dans notre boutique en ligne



**Untersuchungsleuchte HESS  
MultiLED 12 Decke**

H20-188.01

