



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



BEHANDLUNGSLAUCHE HESS MULTILED 9 MOBIL

Untersuchungsleuchte für kleine Einsätze und erste Hilfe

Art-Nr: H20-189



TECHNISCHE DATEN

Doppellenkrollen
125 mm

Beleuchtungsstärke
50'000 Lux

stufenlose Dimmung
20 - 100 %

Leuchtfeld Ø
26 cm

Leuchtenkörper Ø
19.5 cm

Farbwiedergabeindex
95 RA

Farbtemperatur
4000, 4500 Kelvin

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

KONFIGURATIONEN

<input type="text" value="Mobil"/>	<input type="text" value="Mobil"/>	<input type="text" value="Mobil"/>
<input type="text" value="Mobil"/>		

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die schattenfreie LED Behandlungsleuchte HESS MultiLED 9 eignet sich für kleinere Operationen, in

SPEZIFIKATIONEN

- 18 Monate Garantie (18H)
- **Rollentyp**
Kunststoff, rostfrei mit Fadenschutz
- **Ausführung**
mobil
- **Intensitäts-Verstellung**
mittels Bedienfeld an der Vorderseite des Leuchtenkörpers
- **Positionierung**
mittels zentralem, sterilisierbarem Griff
- **Konfiguration**
Mobil
- **Rahmenfarbe**
RAL 9003 signalweiss
- **Oberfläche**
leicht zu reinigen & desinfizieren



der Gynäkologie und bei der ErstenHilfe. Die kompakte Anordnung der Linsen (der Leuchtenkörper beträgt 195 mm) erfordert keine Fokussierung. Dank dem leichten Aluminium Gehäuse ist die Leuchte besonders einfach zu handhaben. Die Reduktion der IR- Strahlung der LED und der sparsame Energieverbrauchsorgen für eine geringe Wärmeabgabe, was sowohl dem Patienten als auch dem Arzt zugutekommt.

