



VOTRE CATALOGUE DE PRODUITS INDIVIDUEL

Date de création 21.09.2024





Date de création 21.09.2024, Sous réserve de modifications sans préavis

Cliquez ici

Vers le magasin



No. d'article: H20-189



DONNÉES TECHNIQUES

roulettes pivotantes doubles
125 mm

illuminance
50'000 Lux

gradation continue
20 - 100 %

champ lumineux Ø
26 cm

corps de la lampe Ø
19.5 cm

indice de rendu des couleurs
95 RA

température de couleur
4000, 4500 Kelvin

illuminamento
50'000 Lux

oscuramento continuo
20 - 100 %

campo luminoso Ø
26 cm

corpo lampada Ø
19.5 cm

indice di resa cromatica
95 RA

temperatura di colore
4000, 4500 Kelvin

PRIX

Sur demande

Tous les prix sont nets, plus la TVA et la livraison

Valable le 21.09.2024, Sous réserve de modifications et d'erreurs

DESCRIPTION DU PRODUIT

La lampada operatoria HESS MultiLED 9, che non genera ombre, è adatta per piccoli interventi chirurgici di superficie, ginecologia e primo soccorso. La disposizione ravvicinata delle ottiche (la dimensione del riflettore è 195mm) non richiede la necessità di focalizzazione. La lampada è facilmente maneggevole grazie alla struttura portante in alluminio, che conferisce al prodotto

SPÉCIFICATIONS

- **type de roulette**
plastica, inossidabile con parafili
- **exécution**
mobile
- **regolazione dell'intensità**
tramite pannello di controllo sul lato anteriore del corpo illuminante
- **posizionamento**
tramite impugnatura centrale sterilizzabile
- **Configurazione**
Mobile
- **colore del telaio**
bianco segnale RAL 9003
- **superficie**
facile da pulire e disinfettare



leggerezza nei movimenti. La riduzione dell'emissione di raggi IR dei LED, insieme alla bassa potenza utilizzata, consentono di ottenere una bassa emissione di calore, a beneficio del paziente ma anche del dottore.

