



VOTRE CATALOGUE DE PRODUITS INDIVIDUEL

Date de création 21.09.2024





Date de création 21.09.2024, Sous réserve de modifications sans préavis

Cliquez ici

Vers le magasin



UNTERSUCHUNGSLEUCHE HESS MULTILED 28 DECKE

No. d'article: H20-187.01



DONNÉES TECHNIQUES

illuminance
120'000 Lux

gradation continue
20 - 100 %

champ lumineux Ø
11 - 33 cm

corps de la lampe Ø
40 cm

indice de rendu des couleurs
94 RA

température de couleur
4500, 5000 Kelvin

illuminamento
120'000 Lux

oscuramento continuo
20 - 100 %

campo luminoso Ø
11 - 33 cm

corpo lampada Ø
40 cm

indice di resa cromatica
94 RA

temperatura di colore
4500, 5000 Kelvin

PRIX

Sur demande

Tous les prix sont nets, plus la TVA et la livraison

Valable le 21.09.2024, Sous réserve de modifications et d'erreurs

DESCRIPTION DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

- **exécution**
montaggio a soffitto
- **regolazione dell'intensità**
tramite pannello di controllo sul lato inferiore del corpo illuminante
- **regolazione del campo illumina**
tramite una manopola sul lato inferiore del corpo illuminante
- **posizionamento**
tramite impugnatura centrale sterilizzabile
- **Configurazione**
Montaggio a soffitto
- **colore del telaio**
blanco segnale RAL 9003
- **superficie**
facile da pulire e disinfettare





Date de création 21.09.2024, Sous
réserve de modifications sans préavis

[Cliquez ici](#)

[Vers le magasin](#)



UNTERSUCHUNGSLEUCHE HESS MULTILED 28 DECKE

No. d'article: H20-187.01

VARIANTES

Vous trouverez d'autres variantes dans notre boutique en ligne



**Untersuchungsleuchte HESS
MultiLED 12 Decke**

H20-188.01

