



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



# PATIENTENTRANSPORTER MULTIPRO® NEXT PRAKTITRANS 4 «PUMP» MIT HYRAULIKPUMPE

Behandlungsliege auf Rollen für mehr Komfort und Patiententransport

Art-Nr: H06-751



## TECHNISCHE DATEN

Polstergrösse  
205 x 65 cm

Polsterdicke  
6 cm

Höhenverstellbereich  
46 - 98 cm

Verstellbereich Rückenteil  
+ 75 ° bis -20 °

Max. Patientengewicht  
200 kg

Niedrige Einstiegshöhe von  
44 cm

Trendelenburgposition  
bis - 15 °

Einzelrollen  
100 mm

Medizinprodukt  
Class I

## PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung  
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

## FARBEN



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Qualität und der Komfort unserer Therapie- und Behandlungsliegen, umgesetzt in einer mobilen Variante: Das Ergebnis heisst Praktitrans. Wer auf Mobilität angewiesen ist, auf die umfangreichen Funktionen und die einfache Bedienung unserer Modelle aber nicht verzichten will, ist damit am Ziel angekommen. Für Anwender und die behandelte Person gleichermaßen, bietet Praktitrans höchsten Mobilitätskomfort bei grösstmöglicher Sicherheit. Auch hier ist die Basisausstattung erweiterbar für Ihre ganz individuellen Anforderungen.

## SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**  
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste lmedizinische Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Rollentyp**  
Kunststoff, rostfrei mit Fadenschutz
- **Untergestell**  
silberionenbeschichtetes HPL-Cover
- **Liegefläche**  
4-teilig
- **Höhenverstellung**  
mittels hydraulischer Fusspumpe
- **SWISS MADE**  
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Bremssystem**  
mittels zentraler Totalblockierung
- **Rahmenfarbe**  
RAL 9016 verkehrsweiss





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



# PATIENTENTRANSPORTER MULTIPRO® NEXT PRAKTITRANS 4 «PUMP» MIT HYRAULIKPUMPE

Behandlungsliege auf Rollen für mehr Komfort und Patiententransport

Art-Nr: H06-751

## VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Patiententransporter MultiPro® next Praktitrans 4

H06-750

## ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Polsterschutzüberzug 2-teilig

H06-529.02



Knierolle

H06-550.01



Relax-Kissen

H06-550.02



Eckschutz für Patientenliegen

H06-555



Infusionsstange höhenverstellbar

H12-311



Kopfkissen mit Gegengewicht

H09-109.01



Relax-Kissen in der Farbe KL032 mohnrot

H06-550.02-WS1



Infusionsstange höhenverstellbar

H06-561.003



Halterung für Infusionsstange

H06-561.004

