



IL VOSTRO CATALOGO DEI PRODOTTI INDIVIDUALE

Data di creazione 21.09.2024





Data di creazione 21.09.2024, Con riserva di modifiche senza preavviso

Cliccate qui

Al negozio

HESS

FAUTEUIL DE THÉRAPIE AVEC SIÈGE EN FORME DE SELLE

Confort au quotidien

No. d'articolo: H01-153.009



DATI TECNICI

spessore imbottitura
6 cm

regolazione in altezza
48 - 66 cm

ruote girevoli doppie
Ø 50 mm

carico massimo fino
150 kg

nombre de rayons
5 Stk.

forme de croix
Ø 57 cm

nombre de rayons
5 Stk.

forme de croix
Ø 57 cm

PREZZO

Su richiesta

Tutti i prezzi sono al netto, più IVA e consegna

Valido il 21.09.2024, Con riserva di modifiche ed errori

COLORI



SPECIFICHE

- **imbottitura**
coussin HESS «MediPad»: coussinets médicaux de protection enduits et parfaitement étanches empêchant toute infiltration de liquide
- **tipo di ruote**
plastique, acier inoxydable avec protège-fil
- **Siège**
siège en forme de selle
- **réglage en hauteur**
au moyen d'un levier de déclenchement manuel
- **construction du pied**
croix de pied pyramidale en 5 étoiles, en acier inoxydable poncé et électrolyté
- **SWISS MADE**
un produit suisse fabriqué par HESS
- **Configuration**
48 - 66 cm, roulettes pivotantes à double galet

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La chaise de thérapie et le tabouret de grande qualité n'offrent pas uniquement le confort. Le siège recouvert de similicuir de grande qualité est extrêmement durable et résiste aux désinfectants. Le rembourrage médical offre non seulement une sensation d'assise confortable, mais il ne présente aucune couture pour une étanchéité à l'air et à l'eau. Pas de compromis avec l'hygiène dans votre pratique!





Data di creazione 21.09.2024, Con riserva di modifiche senza preavviso

Cliccate qui

[Al negozio](#)



FAUTEUIL DE THÉRAPIE AVEC SIÈGE EN FORME DE SELLE

Confort au quotidien

No. d'articolo: H01-153.009

ACCESSORI

Potete trovare ulteriori accessori nel nostro Online Shop



Nettoyant HESS
MultiClean® 5 litres

H06-991.01



Nettoyant HESS
MultiClean® 300 ml

H06-991

