



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)


[Zum Shop](#)



HESS STRETCHERMATRATZE SOFT

Passend für die HESS C-Bogen- und Röntgenliege SwissTroll® X

Art-Nr: H06-558.014



TECHNISCHE DATEN

Aussenmasse L x B x T
ca. 210 x 77 x 6 mm

Patientengewicht
60-100 kg

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung

Gültig am 21.09.2024, Änderungen und

Fehler vorbehalten

KONFIGURATIONEN

SwissTroll Comfort-Matratze 6cm	SwissTroll Comfort-Matratze 6cm
------------------------------------	------------------------------------

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die HESS Matratze ist perfekt abgestimmt auf die HESS C-Bogen- und Röntgenliege SwissTroll® X. Dank des innovativen Einfachkern-Matratzenaufbaus bietet die Matratze exzellenten Liegekomfort. Der atmungsaktive Matratzenbezug ist mühelos und hygienisch wechselbar und garantiert nicht nur Frische, sondern ist auch antiallergisch und absolut dicht gegen Körperflüssigkeiten. Zudem ist die Matratze waschbar, wodurch eine optimale Hygiene gewährleistet wird. Die Matratze ist ideal geeignet für den Einsatz in Notfallabteilungen und bietet die perfekte Kombination aus Komfort, Pflegeleichtigkeit und Zuverlässigkeit.

SPEZIFIKATIONEN

- 24 Monate Garantie (24H)
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Matratzenkern**
komfortabler Doppelkern
- **Matratzenhülle**
Elektrisch leitendes PES-Gewebe mit PUR Beschichtung | Öko-Tex 100 Klasse I
PVC frei und schwer entflammbar (Crib 5) | Bakterien- und virendicht atmungsaktiv,
absolut dicht gegenüber Flüssigkeiten
- **Hüllenunterseite**
Unterseite aus Antislip-Material, beschichtetes PES-Gewebe mit aufgenähtem
Flauschband als optimale Rutschsicherung für einen sicheren Halt
- **Ersatzhülle**
Die Matratzenhülle kann mühelos mittels einem verdeckten Reißverschluss vom
Matratzenkern entfernt, oder ersetzt werden
- **Hüllenfarbe**
nachtblau
- **Pflege**
Bezug waschbar bis 95° C, Trocknen bei niedriger Temperatur in Tumbler
möglich
- **Desinfektion**
wischdesinfizierbar mit Desinfektionsmittel gem. Empfehlungsliste

