



IL VOSTRO CATALOGO DEI PRODOTTI INDIVIDUALE

Data di creazione 21.09.2024





Data di creazione 21.09.2024, Con riserva di modifiche senza preavviso

Cliccate qui

Al negozio



FAUTEUIL DE THÉRAPIE AVEC DOSSIER

Confort au quotidien

No. d'article: H01-101



DATI TECNICI

dimensioni dell'imbottitura
Ø 36 cm

spessore imbottitura
6 cm

regolazione in altezza
55 - 80 cm

carico massimo fino
150 kg

nombre de rayons
5 Stk.

forme de croix
Ø 57 cm

nombre de rayons
5 Stk.

forme de croix
Ø 57 cm

PREZZO

Su richiesta

Tutti i prezzi sono al netto, più IVA e consegna

Valido il 21.09.2024, Con riserva di modifiche ed errori

COLORI



SPECIFICHE

- **tipo di ruote**
sans roulettes, avec pieds
- **Siège**
siège rond
- **Dossier**
réglable horizontalement et verticalement, rembourré et recouvert d'un matériau et d'une couleur identiques à ceux de l'assise
- **réglage en hauteur**
au moyen d'un levier de déclenchement manuel
- **construction du pied**
croix de pied pyramidale en 5 étoiles, en acier inoxydable poncé et électropli
- **SWISS MADE**
un produit suisse fabriqué par HESS
- **couleur standard du coussin**
KL001 blanc neige, KL002 cappuccino, KL007 gris pierre, KL012|pivoine, KL008 noir profond, KL003 aigue-marine, KL004 bleu d'encre|KL009 vert prairie, KL005 bleu gentiane, KL010 vert citron, KL006 bleu cobalt, KL011 jaune citron

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La chaise de thérapie et le tabouret de grande qualité n'offrent pas uniquement le confort. Le siège recouvert de similicuir de grande qualité est extrêmement durable et résiste aux désinfectants. Le rembourrage médical offre non seulement une sensation d'assise confortable, mais il ne présente aucune couture pour une étanchéité à l'air et à l'eau. Pas de compromis avec l'hygiène dans votre pratique!

