



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



# THERAPEUTENSTUHL MIT RÜCKENLEHNE

Komfort für Ihren Alltag

Art-Nr: H01-151.009



## TECHNISCHE DATEN

Polstergrösse  
Ø 36 cm

Polsterdicke  
6 cm

Höhenverstellbereich  
48 - 66 cm

Doppellenkrollen  
Ø 50 mm

Maximale Traglast  
150 kg

Anzahl Speichen  
5 Stk.

Fusskreuz  
Ø 57 cm

## PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung  
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

## FARBEN



## SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**  
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste medizinische Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Rollentyp**  
Kunststoff, rostfrei mit Fadenschutz
- **Sitzfläche**  
Rundsitz
- **Rückenlehne**  
horizontal und vertikal verstellbar, gepolstert und überzogen mit identischem Material und Farbe wie Sitzfläche
- **Höhenverstellung**  
mittels Handauslösehebel
- **Fusskonstruktion**  
Pyramidenförmiges 5 Sterne-Fusskreuz, Edelstahl geschliffen und elektroplottiert
- **SWISS MADE**  
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Konfiguration**  
48 - 66 cm, Doppellenkrollen

## KONFIGURATIONEN

48 - 66 cm, Doppellenkrollen

48 - 66 cm, Doppellenkrollen

48 - 66 cm, Doppellenkrollen

48 - 66 cm, Doppellenkrollen

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der hochwertige Therapeutenstuhl und Hocker, bietet Ihnen nicht nur Komfort. Die mit hochwertigem Kunstleder bezogene Sitzfläche ist äusserst langlebig und desinfektionsmittelbeständig. Das medizinische



Polster bietet nicht nur ein angenehmes Sitzgefühl,  
es ist zudem rundum nahtlos luft- und wasserdicht  
verschweisst. Keine Kompromisse bei der Hygiene  
in Ihrer Praxis!





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



# THERAPEUTENSTUHL MIT RÜCKENLEHNE

Komfort für Ihren Alltag

Art-Nr: H01-151.009

## VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



### Therapeutenstuhl

H01-150.009

## ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Reinigungsmittel  
HESS MultiClean® 5  
Liter

H06-991.01



Reinigungsmittel  
HESS MultiClean® 300  
ml

H06-991

