



# IL VOSTRO CATALOGO DEI PRODOTTI INDIVIDUALE

Data di creazione 21.09.2024





Data di creazione 21.09.2024, Con riserva di modifiche senza preavviso

Cliccate qui

Al negozio



# FAUTEUIL DE THÉRAPIE BASELINE AVEC DÉCLENCHEMENT MANUEL

Confort au quotidien

No. d'article: H01-320.300



## DATI TECNICI

dimensioni dell'imbottitura  
Ø 36 cm

spessore imbottitura  
6 cm

regolazione in altezza  
51 - 69 cm

ruote girevoli doppie  
Ø 50 mm

carico massimo fino  
150 kg

nombre de rayons  
5 Stk.

forme de croix  
Ø 50 cm

nombre de rayons  
5 Stk.

forme de croix  
Ø 50 cm

## PREZZO

CHF 389.00 / Stk

Tutti i prezzi sono al netto, più IVA e consegna

Valido il 21.09.2024, Con riserva di modifiche ed errori

## COLORI



## SPECIFICHE

- **imbottitura**  
cousin HESS «MediPad»: coussinets médicaux de protection enduits et parfaitement étanches empêchant toute infiltration de liquide
- **tipo di ruote**  
plastique, acier inoxydable avec protège-filroulettes de sécurité, freins en fonction de la charge
- **Siège**  
siège rond
- **réglage en hauteur**  
au moyen d'une bague de déclenchement manuelle
- **construction du pied**  
base en aluminium poli
- **Livraison**  
prémonté
- **Configuration**  
51 - 69 cm

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La chaise de thérapie et le tabouret de grande qualité n'offrent pas uniquement le confort. Le siège recouvert de similicuir de grande qualité est extrêmement durable et résiste aux désinfectants. Le rembourrage médical offre non seulement une sensation d'assise confortable, mais il ne présente aucune couture pour une étanchéité à l'air et à l'eau. Pas de compromis avec l'hygiène dans votre pratique!





Data di creazione 21.09.2024, Con riserva di modifiche senza preavviso

Cliccate qui

[Al negozio](#)



# FAUTEUIL DE THÉRAPIE BASELINE AVEC DÉCLENCEMENT MANUEL

Confort au quotidien

No. d'article: H01-320.300

## ACCESSORI

Potete trovare ulteriori accessori nel nostro Online Shop



Nettoyant HESS  
MultiClean® 5 litres

H06-991.01



Nettoyant HESS  
MultiClean® 300 ml

H06-991

