



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



FAHRWERK MIT ZENTRALEM BREMSSYSTEM

Einfacher Einstieg in die Welt von HESS

Art-Nr: H04-504



TECHNISCHE DATEN

Einzellenrollen
75 mm



PREIS

CHF 532.00 / Stk

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung

Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Rollentyp**
Stahl, verzinkt mit Fadenschutz
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Qualitätsprodukt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fahrwerk mit zentralem Bremssystem für die Patientenliegen BaseLine. Das Fahrwerk ist durch ein leichtgängiges Fusspedal herausfahrbar.

