



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



# SEITENGITTERPAAR FÜR PATIENENLIEGEN MIT GERÄTESCHIENE

Sicherheit für Ihre Patienten!

Art-Nr: H06-544



## TECHNISCHE DATEN

Länge  
110 cm

Höhe  
32 cm

Geräteschiene  
25 x 10 x 1000 mm

## PREIS

### Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung  
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

## KONFIGURATIONEN

mit Geräteschiene

mit Geräteschiene

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Seitengitter für unsere Patientenliegen schaffen zusätzliche Sicherheit für Ihre Patienten. Hergestellt aus Edelstahl mit einer robusten und hochwertigen Auslösemechanik – ohne Klemmstellen leicht und sicher bedienbar. Für einen optimalen Einstieg auf die Liege, lässt sich das Seitengitter bis unter das Polsterniveau absenken. Die Integrierte Geräteschiene gibt Ihnen die Möglichkeit zusätzliches Zubehör an der Liege zu befestigen.

## SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Bedienung**  
durch leichtes Ziehen der Sicherung, nach oben automatisch einrastend
- **Ausführung**  
1 Paar, linke und rechte Ausführung
- **Material**  
Komplett hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, geschliffen und elektroliert
- **Montage**  
fest verschraubt
- **Kompatibilität**  
für Polsterbreite 65 - 100 cm
- **SWISS MADE**  
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Konfiguration**  
mit Geräteschiene

