



# VOTRE CATALOGUE DE PRODUITS INDIVIDUEL

Date de création 21.09.2024





Date de création 21.09.2024, Sous réserve de modifications sans préavis

Cliquez ici

Vers le magasin



# LENZUOLO PER ANESTESIA PER LETTINI MULTIPRO®

Montierbar an Normschienen

No. d'article: H06-561.001



## DONNÉES TECHNIQUES

largeur  
70 cm

hauteur  
100 cm

diamètre  
16 mm

diametro  
16 mm

## PRIX

### Sur demande

Tous les prix sont nets, plus la TVA et la livraison

Valable le 21.09.2024, Sous réserve de modifications et d'erreurs

## SPÉCIFICATIONS

- **materiale**  
realizzato completamente di acciaio inossidabile, levigato
- **superficie**  
facile da pulire e disinfettare

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Protezione della visuale per pazienti adattabile a lettini per pazienti MultiPro® sollevabile senza rotazione in modo continuo tra cui supporto su guida laterale di materiale inossidabil.

