



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



# ARMTISCH GEPOLSTERT, FIXE HÖHE

Fixe Höhe

Art-Nr: H06-510.001



## TECHNISCHE DATEN

Polsterdicke  
6 cm

Länge  
60 cm

Breite  
35 cm

## PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung

Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

## KONFIGURATIONEN

Fixe Höhe

Fixe Höhe

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Unser gepolsterter Armtisch bietet Komfort für Patienten und Flexibilität für medizinisches Personal. Er ist ganz leicht an den Geräteschienen montierbar, was eine einfache Installation ermöglicht.

## SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**  
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste (medizinische) Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Konstruktion**  
Komplett hergestellt aus rostfreiem Edelstahlrohr/geschliffen und elektropoliert
- **SWISS MADE**  
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Polsterbezug**  
Strapazierfähiges, schutzbeschichtetes Kunstleder
- **Standard-Polsterfarben**  
KL001 Schneeweiss, KL002 Cappuccino, KL007 Steingrau, KL012 Pfingstrose, KL008 Tiefschwarz, KL003 Aquamarin, KL004 Tintenblau, KL009 Wiesengrün, KL005 Enzianblau, KL010 Limettengrün, KL006 Kobaltblau, KL011 Zitronengelb

