



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



THERAPIELIEGE BASELINE 5

Einfacher Einstieg in die Welt von HESS - mit der Therapieliege BaseLine 5

Art-Nr: H04-320



TECHNISCHE DATEN

Polstergrösse
205 x 65 cm

Polsterdicke
5 cm

Höhenverstellbereich
49 - 85 cm

Verstellbereich Rückenteil
+65 bis -25 °

Max. Patientengewicht
200 kg

Medizinprodukt
Class I



PREIS

CHF 2'836.00 / Stk

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

FARBEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Therapieliege BaseLine 5 ist die kleine Schwester der bewährten Patientenliegenserie MultiPro®. Die schlanke Bauweise lässt auch bei engen Platzverhältnissen genügend Raum für anderes Mobiliar. Mit dem kraftvollen Motor und der hochwertigen Verarbeitung ist diese Liege bestens für viele Behandlungen geeignet. Der modulare Aufbau der Physioliege lässt die Liege nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren. Die Basisversion wird mit kabelgebundenem Handschalter geliefert, optional können Sie die Therapieliege mit dem bewährten rundumlaufenden Schaltbügel ausstatten oder ein Fahrwerk dazu bestellen.

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste (medizinische) Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Ausführung**
schneller und leiser Antrieb mit Softstart, höchster Komfort für die Patienten
- **Liegefläche**
4-teilig
- **Armauflagen**
einhändig stufenlos verstellbar
- **Rückenteil**
mit ergonomischem Gesichtsausschnitt inkl. Polstereinlage! und stufenlos verstellbaren Armauflagen
- **Höhenverstellung**
elektrisch höhenverstellbar ohne seitlichen Versatzextra tiefer Einstieg, ideal für Kinder und mobilitätseingeschränkte Personen
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Rahmenfarbe**
RAL 9016 verkehrsweiss





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



THERAPIELIEGE BASELINE 5

Einfacher Einstieg in die Welt von HESS - mit der Therapieliege BaseLine 5

Art-Nr: H04-320

VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Untersuchungsliege BaseLine 2

H04-300

ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Knierolle

H06-550.01



Relax-Kissen

H06-550.02



**Relax-Kissen in der
Farbe KL032 mohnrot**

H06-550.02-WS1

