



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



THERAPEUTENSTUHL MIT SATTELSITZ UND RÜCKENLEHNE

Komfort für Ihren Alltag

Art-Nr: H01-154.008



TECHNISCHE DATEN

Polsterdicke
6 cm

Höhenverstellbereich
48 - 66 cm

Maximale Traglast
150 kg

Einzelkrollen
Ø 50 mm

Anzahl Speichen
5 Stk.

Fusskreuz
Ø 57 cm



PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

FARBEN



KONFIGURATIONEN

48 - 66 cm, Einzelkrollen

48 - 66 cm, Einzelkrollen

48 - 66 cm, Einzelkrollen

48 - 66 cm, Einzelkrollen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der hochwertige Therapeutenstuhl und Hocker, bietet Ihnen nicht nur Komfort. Die mit hochwertigem Kunstleder bezogene Sitzfläche ist äusserst langlebig und desinfektionsmittelbeständig. Das medizinische

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste medizinische Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Rollentyp**
Stahl, verzinkt mit Fadenschutz
- **Sitzfläche**
Sattelsitz mit Rückenlehne
- **Rückenlehne**
horizontal und vertikal verstellbar, gepolstert und überzogen mit identischem Material und Farbe wie Sitzfläche
- **Höhenverstellung**
mittels Handauslösehebel
- **Fusskonstruktion**
Pyramidenförmiges 5 Sterne-Fusskreuz, Edelstahl geschliffen und elektropoliert
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Konfiguration**
48 - 66 cm, Einzelkrollen



Polster bietet nicht nur ein angenehmes Sitzgefühl,
es ist zudem rundum nahtlos luft- und wasserdicht
verschweisst. Keine Kompromisse bei der Hygiene
in Ihrer Praxis!





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



THERAPEUTENSTUHL MIT SATTELSITZ UND RÜCKENLEHNE

Komfort für Ihren Alltag

Art-Nr: H01-154.008

VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Therapeutenstuhl mit Sattelsitz

H01-153



Therapeutenstuhl mit Sattelsitz

H01-153.008

ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Reinigungsmittel
HESS MultiClean® 5
Liter

H06-991.01



Reinigungsmittel
HESS MultiClean® 300
ml

H06-991

