



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



THERAPEUTENSTUHL MIT SATTELSITZ

Komfort für Ihren Alltag

Art-Nr: H01-153.008



TECHNISCHE DATEN

Polsterdicke
6 cm

Höhenverstellbereich
48 - 66 cm

Maximale Traglast
150 kg

Einzelrollen
Ø 50 mm

Anzahl Speichen
5 Stk.

Fusskreuz
Ø 57 cm



PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

FARBEN



KONFIGURATIONEN

48 - 66 cm, Einzelrollen

48 - 66 cm, Einzelrollen

48 - 66 cm, Einzelrollen

48 - 66 cm, Einzelrollen

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste (medizinische) Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Rollentyp**
Stahl, verzinkt mit Fadenschutz
- **Sitzfläche**
Sattelsitz
- **Höhenverstellung**
mittels Handauslösehebel
- **Fusskonstruktion**
Pyramidenförmiges 5 Sterne-Fusskreuz, Edelstahl geschliffen und elektroplattiert
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Konfiguration**
48 - 66 cm, Einzelrollen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der hochwertige Therapeutenstuhl und Hocker, bietet Ihnen nicht nur Komfort. Die mit hochwertigem Kunstleder bezogene Sitzfläche ist äusserst langlebig und desinfektionsmittelbeständig. Das medizinische Polster bietet nicht nur ein angenehmes Sitzgefühl, es ist zudem rundum nahtlos luft- und wasserdicht



verschweisst. Keine Kompromisse bei der Hygiene
in Ihrer Praxis!





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



THERAPEUTENSTUHL MIT SATTELSITZ

Komfort für Ihren Alltag

Art-Nr: H01-153.008

VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Therapeutenstuhl mit Sattelsitz

H01-153



Therapeutenstuhl mit Sattelsitz und Rückenlehne

H01-154.008

ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Reinigungsmittel
HESS MultiClean® 5
Liter

H06-991.01



Reinigungsmittel
HESS MultiClean® 300
ml

H06-991

