



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



## GIPLIEGE / GIPSTISCH HESS EASYCAST

Ein Gipstisch wie der Phönix aus der Asche!

Art-Nr: H06-612



### TECHNISCHE DATEN

Polstergrösse  
210 x 65 cm

Polsterdicke  
4 cm

Höhenverstellbereich  
60 - 100 cm

Verstellbereich Rückenteil  
+75 bis -18 °

Doppellenkrollen  
Ø 125 mm

Max. Patientengewicht  
200 kg

Verstellung Kopfteil  
0° bis +85 °

Verstellung Oberschenkelteil  
0° bis +60 °

Verstellung Unterschenkelteil  
+30° bis -90 °

Verstellung Fussteil  
18 cm

Kopfteil  
ca. 80 cm

Unterschenkelteile  
ca. 40 cm

Oberschenkelteile  
ca. 30 cm

Höhenverst. Beckenteil  
ca. 23 cm

Medizinprodukt  
Class I

### PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung  
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

### FARBEN



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die HESS EasyCast Gipsliège ist eine Bereicherung für jedes Spital und jede Klinik. Mit

### SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**  
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste medizinische Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Rollentyp**  
Richtungsfeststeller mit zentraler blockierungKunststoff, rostfrei mit Fadenschutz
- **Ausführung**  
schneller und leiser Antrieb mit Softstart, höchster Komfort für die Patienten
- **Liegefläche**  
8-teilig
- **Rückenteil**  
leichtgängig verstellbar mittels Gasfederunterstützung
- **Höhenverstellung**



der Erfahrung aus früheren Zeiten und dem Know-how renommierter Schweizer Gipsfachpersonen in Kombination mit der neusten Technologie entsteht ein Gipstisch der seinesgleichensucht. Buchstäblich wie der Phönix aus der Asche erhebt sich die Gipsliege HESS EasyCast und haucht den HESS sowie LIFTAC Gipstischen neues Leben ein. Der innovative Gipstisch bietet höchsten Komfort für den Patienten und die behandelnde Person durch vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, Features und Zubehöre. Dank der ausgefeilten und durchdachten Konstruktion, erhalten Sie immer optimalen Zugang zu der zu gipsenden Stelle. So lässt sich die gesamte Liegefläche des HESS EasyCast von ca. 59 - 99 cm elektromotorisch mit den beidseitig am Untergestell angebrachten Fusstasten verstellen. Zusätzlich ist das Mittelteil separat um ca. 23 cm höhenverstellbar. Der Gipsverband kann stets optimal angepasst werden. Durch die intuitive Bedienung der Höhenverstellung der gesamten Liege sowie des Mittelteils mittels Fusschalter, haben Sie immer die Hände frei zum Arbeiten. Erfahren Sie mehr über die Gipsliege HESS EasyCast in einer persönlichen Beratung.

elektrisch höhenverstellbar ohne seitlichen Versatzextra tiefer Einstieg, ideal für Kinder und mobilitätseingeschränkte Personen mittels Fusschalter

- **Sicherheit**  
Sperrbox zur Unterbrechung der Stromversorgung
- **SWISS MADE**  
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Bremssystem**  
zentrales HESS-Bremssystem «Push-to-Stop», intuitiv und bedienerfreundlich
- **Rahmenfarbe**  
RAL 9016 verkehrsweiss





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)




## GIPLIEGE / GIPSTISCH HESS EASYCAST

Ein Gipstisch wie der Phönix aus der Asche!


Art-Nr: H06-612

### ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Beckenstütze Kind  
H06-560.007



Beckenstütze  
H06-560.006



Zusätzlicher Handschalter  
H06-560.011



Rundgalgen inkl. Halterung  
H06-560.010



Haltegriff/Aufrichter zu Gipsliege  
H06-560.005



Polsterschutzüberzug  
H06-560.008



Haken zur Aufnahme von Hilfsmitteln  
H06-560.004



Aufhängevorrichtung für Extensionshülsen  
H06-560.003



Querbalken mit Aufnahmeschiene  
H06-560.002



Galgen inkl. Halterung  
H06-560.001



Armstisch gepolstert  
H06-510



Sicherheitsfunktion Doppelbetätigung  
H06-560.012

