



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



MATRATZE OHNE TRAGEGRIFFE, 4 CM

Art-Nr: H12-314



TECHNISCHE DATEN

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung

Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

- 24 Monate Garantie (24H)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die HESS Röntgenliege InfinityXray ist der perfekte Begleiter für jegliche Röntgenaufnahmen in der interventionellen Radiologie. Seies bei Eingriffen in der Herz- und Gefässchirurgie, Schmerztherapie bis hin zur Neurochirurgie. Dank rahmenloser Liegefläche und grossem Höhenverstellbereich ist jederzeit eine nahe und optimale Platzierung des C-Bogens möglich. Die Längsverschiebung und die seitliche Neigung erleichtert die Platzierung zusätzlich und sorgt für beste Bildgebung während des minimal-invasiven Eingriffs. Die gewölbte und ergonomische Liegefläche, sowie die sanft anfahrenen Motoren sorgen für eine schmerzverminderte Positionierung der Patienten. Grosse Doppellenkrollen mit zentralem Bremssystem garantieren einen sicheren Stand für Patienten bis 200 kg.

