



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



HESS NOTFALLTRANSPORTER PRAKTITREND 2

Art-Nr: H12-300



TECHNISCHE DATEN

Höhenverstellbereich
50 - 110 cm

Liegefläche
205 x 68 cm

Trend./Anti-Trend.
-10 / +10 °

Max. Patientengewicht
200 kg

Einzelrollen
Ø 100 mm

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Liegefläche**
2-teilig
- **Matratze**
optional zu wählen
- **Höhenverstellung**
mittels hydraulischer Fusspumpehydraulisch höhenverstellbar ohne seitlichen Versatz
- **Schiebegriff**
kopf- und fussseitig
- **Bremssystem**
Zentral-Totalblockierung mittels Trittpedale fussseitig





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



HESS NOTFALLTRANSPORTER PRAKTITREND 2

Art-Nr: H12-300

ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Seitengitterpaar für Patientenliegen mit Geräteschiene

H06-544



Matratze ohne Tragegriffe, 6 cm

H12-317



Halterung für Infusionsstange

H12-311.003



Infusionsstange höhenverstellbar

H12-311



Kopfkissen mit Gegengewicht

H09-109.01



Garantieverlängerung 24 Monate

H06-9020



Seitengitter aus HPL für Patientenliegen

H06-528



Infusionsstange höhenverstellbar

H06-561.003



Halterung für Infusionsstange

H06-561.004

