



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



KINDERSICHERUNG

Art-Nr: H06-533



TECHNISCHE DATEN

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Konfiguration**
für elektrische Liegen

KONFIGURATIONEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit diesem Zubehör kann der Schaltbügel erst durch zusätzliches drücken eines Tasters bedient werden.

