



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



SEITENGITTER AUS HPL FÜR PATIENTENLIEGEN

Art-Nr: H06-528



TECHNISCHE DATEN

Länge
80 cm

Höhe
25 cm

Dicke
8 mm

Normschiene
25 x 10 mm



PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

KONFIGURATIONEN

beidseitig montiert

beidseitig montiert

beidseitig montiert

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Bedienung**
durch leichtes schieben/ziehen der Seitengitterplatte in 3 Positionen arretierbar in 3 Positionen arretierbar, horizontale Position bestens geeignet als iRicht-/Rüstfläche oder Schreibunterlage
- **Material**
Hochdrucklaminat gemäss EN 438, resistent gegen Desinfektionsmittel und die meisten Chemikalien, lichtbeständig hohe Kratz- und Abriebfestigkeit
- **Montage**
Normschiene
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Konfiguration**
beidseitig montiert
- **Farbe**
weiss

