



VOTRE CATALOGUE DE PRODUITS INDIVIDUEL

Date de création 21.09.2024





Date de création 21.09.2024, Sous réserve de modifications sans préavis

Cliquez ici

Vers le magasin

HESS

BARRA LATERALE DI LAMINATO AD ALTA PRESSIONE PER LETTINI PER PAZIENTI

No. d'article: H06-528



DONNÉES TECHNIQUES

longueur
80 cm

hauteur
25 cm

spessore
8 mm

asse standard
25 x 10 mm

spessore
8 mm

asse standard
25 x 10 mm

PRIX

Sur demande

Tous les prix sont nets, plus la TVA et la livraison

Valable le 21.09.2024, Sous réserve de modifications et d'erreurs

SPÉCIFICATIONS

- **commande**
bloccabile spingendo/tirando leggermente la piastra della barra laterale in 3 posizioni
bloccabile in 3 posizioni, posizione orizzontale adatta al meglio come superficie di guida/di attrezzatura oppure sottomano
- **materiale**
laminato ad alta pressione secondo EN 438, resistente ad agenti disinfettanti e alla maggioranza delle sostanze chimiche, resistente alla luce, elevata resistenza a graffi e abrasioni
- **montaggio**
guida standard
- **SWISS MADE**
un prodotto svizzero realizzato da HESS
- **Configurazione**
montato su entrambi i lati
- **colore**
bianco

