



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten


[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



PAPIERROLLENHALTERUNG KOPFSEITIG

Art-Nr: H06-501



TECHNISCHE DATEN

Papierbreite
59 cm

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unser Papierrollenhalter sorgt dafür, dass Sie einfach und schnell Zugang zu frischen Papierrollen haben. Die einfache Montage und Handhabung machen unseren Papierrollenhalter zu einer praktischen Ergänzung für jede Patientenliege. Er lässt sich mühelos anbringen und ist robust genug, um den Anforderungen des klinischen Alltags standzuhalten.

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Material**
Stahl pulverbeschichtet
- **Montage**
kopfseitig
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Farbe**
RAL 9016 Verkehrsweiss

