



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



THERAPEUTENSTUHL BASELINE MIT FUSSAUSLÖSUNG

Komfort für Ihren Alltag

Art-Nr: H01-300.303



TECHNISCHE DATEN

Polstergrösse
Ø 36 cm

Polsterdicke
6 cm

Höhenverstellbereich
46 - 61 cm

Doppellenkrollen
Ø 65 mm

Maximale Traglast
150 kg

Anzahl Speichen
5 Stk.

Fusskreuz
Ø 50 cm

PREIS

CHF 609.00 / Stk

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

FARBEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der hochwertige Therapeutenstuhl und Hocker bietet Ihnen nicht nur Komfort. Die mit hochwertigem Kunstleder bezogene Sitzfläche ist äusserst langlebig und desinfektionsmittelbeständig. Das medizinische Polster bietet nicht nur ein angenehmes Sitzgefühl, es ist zudem rundum nahtlos luft- und wasserdicht verschweisst. Keine Kompromisse bei der Hygiene in Ihrer Praxis!

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste (medizinische) Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Rollentyp**
Kunststoff, rostfrei mit Fadenschutzsicherheitsrollen, gebremst ohne Belastung
- **Sitzfläche**
Rundsitz
- **Höhenverstellung**
mittels Fussauslösung
- **Fusskonstruktion**
Fusskreuz aus Aluminium poliert





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



THERAPEUTENSTUHL BASELINE MIT FUSSAUSLÖSUNG

Komfort für Ihren Alltag

Art-Nr: H01-300.303

VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Therapeutenstuhl BaseLine mit Handauslösung

H01-300.300

