



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



## UNTERSUCHUNGLIEGE BASELINE 2

Einfacher Einstieg in die Welt von HESS

Art-Nr: H04-300



### TECHNISCHE DATEN

Polstergrösse  
205 x 65 cm

Polsterdicke  
5 cm

Höhenverstellbereich  
49 - 85 cm

Verstellbereich Rückenteil  
+65 bis -25 °

Max. Patientengewicht  
150 kg

Medizinprodukt  
Class I

### PREIS

CHF 2'079.00 / Stk

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung  
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

### FARBEN



### SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**  
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste (medizinische) Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Ausführung**  
schneller und leiser Antrieb mit Softstart, höchster Komfort für die Patienten
- **Liegefläche**  
2-teilig
- **Rückenteil**  
leichtgängig verstellbar mittels Gasfederunterstützung
- **Höhenverstellung**  
elektrisch höhenverstellbar ohne seitlichen Versatzmittels Handschalter
- **SWISS MADE**  
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Rahmenfarbe**  
RAL 9016 verkehrsweiss

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Untersuchungsliege BaseLine 2 ist die kleine Schwester der bewährten Patientenliegenserie MultiPro®. Die schlanke Bauweise lässt sich bei engen Platzverhältnissen genügend Raum für anderes Mobiliar. Mit dem kraftvollen Motor und der hochwertigen Verarbeitung ist diese Liege bestens für viele alltägliche Untersuchungen und kleinen Behandlungen geeignet.





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



## UNTERSUCHUNGLIEGE BASELINE 2

Einfacher Einstieg in die Welt von HESS

Art-Nr: H04-300

### VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Therapie liege BaseLine 5

H04-320

### ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Kopfkissen mit Gegengewicht

H09-109.01-PR1



Knierolle

H06-550.01



Relax-Kissen

H06-550.02



Polsterschutzmatte für Therapieliegen

H06-529



Kopfkissen mit Gegengewicht

H09-109.01



Relax-Kissen in der Farbe KL032 mohnrot

H06-550.02-WS1



Kopfkissen mit Gegengewicht

H09-109.01-WS1



Kopfkissen mit Gegengewicht

H09-109.01-WS2

