



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



PATIENTENTRANSPORTER MULTIPRO® NEXT PRAKTITRANS

2

Transportliege und Untersuchungsliege in einem
Art-Nr: H06-700



TECHNISCHE DATEN

Polstergrösse
205 x 65 cm

Polsterdicke
6 cm

Höhenverstellbereich
44 - 96 cm

Verstellbereich Rückenteil
+75 bis -20 °

Max. Patientengewicht
200 kg

Einzellenkrollen
Ø 100 mm

Medizinprodukt
Class I

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

FARBEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Qualität und der Komfort unserer Therapie- und Behandlungsliegen, umgesetzt in einer mobilen Variante: Das Ergebnis heisst Praktitrans. Wer auf Mobilität angewiesen ist, auf die umfangreichen Funktionen und die einfache Bedienung unserer Modelle aber nicht verzichten will, ist damit am Ziel angekommen. Für Anwender und die behandelte Person gleichermaßen, bietet Praktitrans höchsten Mobilitätskomfort bei grösstmöglicher Sicherheit. Auch hier ist die Basisausstattung erweiterbar für Ihre ganz individuellen Anforderungen.

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste medizinische Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Rollentyp**
Kunststoff, rostfrei mit Fadenschutz
- **Ausführung**
schneller und leiser Antrieb mit Softstart, höchster Komfort für die Patienten
- **Untergestell**
silberionenbeschichtetes HPL-Cover
- **Liegefläche**
2-teilig
- **Höhenverstellung**
mittels rundumlaufendem Fuss-Schaltbügel, von allen vier Seiten bedienbarelektrisch höhenverstellbar ohne seitlichen Versatze extra tiefer Einstieg, ideal für Kinder und mobilitätseingeschränkte Personen
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Bremssystem**
mittels zentraler Totalblockierung
- **Rahmenfarbe**
RAL 9016 verkehrsweiss





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



PATIENTENTRANSPORTER MULTIPRO® NEXT PRAKTITRANS 2

Transportliege und Untersuchungsliege in einem
Art-Nr: H06-700

VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



**Patiententransporter MultiPro®
next Praktitrans 2 «pump» mit
Hydraulikpumpe**


H06-701

ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Relax-Kissen
H06-550.02



**Seitengitterpaar für
Patientenliegen mit
Geräteschiene**
H06-544



**Arm Tisch gepolstert,
fixe Höhe**
H06-510.001



**Eckschutz für
Patientenliegen**
H06-555



Arm Tisch gepolstert
H06-510



**Seitengitter aus HPL
für Patientenliegen**
H06-528



**Infusionsstange
höhenverstellbar**
H06-561.003



**Halterung für
Infusionsstange**
H06-561.004



**Polsterschutzmatte
für Multipro®**
H06-529.03

