



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



THERAPIELIEGE MULTIPRO® NEXT 6

Die Therapieliege für umfassende Behandlungen

Art-Nr: H06-130



TECHNISCHE DATEN

Polstergrösse
205 x 65 cm

Polsterdicke
6 cm

Höhenverstellbereich
46 - 98 cm

Verstellbereich Rückenteil
+75 bis -20 °

Verstellbereich Gesichtsteil
+35 bis -25 °

Knieknick
30 °

Doppellenkrollen
75 mm

Max. Patientengewicht
200 kg

Trendelenburgposition
bis -15 °

Medizinprodukt
Class I

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

FARBEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ob klassische Massage oder Physiotherapie: Entscheidend ist allein, welche Anwendungen Sie anbieten möchten. Diese Therapieliege wird Ihren Ansprüchen in jedem Fall gerecht werden. MultiPro 6 zeichnet sich durch höchsten Komfort für alle Beteiligten aus - den Therapeuten und die zu behandelnde Person. Sämtliche verstellbaren Polsterteile sind von beiden Seiten aus bedienbar und werden von einer Gasdruckfeder unterstützt. Ergonomisch perfekt an den Körper anpassbar ist diese Therapieliege die Grundlage jeder erfolgreichen Behandlung.

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste (medizinische) Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Rollentyp**
Kunststoff, rostfrei mit Fadenschutz
- **Ausführung**
schneller und leiser Antrieb mit Softstart, höchster Komfort für die Patienten
- **Untergestell**
silberionenbeschichtetes HPL-Cover
- **Liegefläche**
6-teilig
- **Rückenteil**
mit ergonomischem Gesichtsausschnitt inkl. Polstereinlage! und stufenlos verstellbaren Armauflagen
- **Gesichtsteil**
kraftunterstützt und stufenlos verstellbar
- **Armauflagen**
einhändig stufenlos verstellbar
- **Knieknick**
leichtgängig verstellbar mittels Gasfederunterstützung
- **Höhenverstellung**
mittels rundumlaufendem Fuss-Schaltbügel, von allen vier Seiten bedienbarelektrisch höhenverstellbar ohne seitlichen Versatzextra tiefer Einstieg, ideal für Kinder und mobilitätseingeschränkte Personen



- **Fusskonstruktion**
grosse, bodenschonende Standfussflächen
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Bremssystem**
zentrales HESS-Bremssystem «Push-to-Stop», intuitiv und bedienerfreundlich
- **Rahmenfarbe**
RAL 9016 verkehrsweiss





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



THERAPIELIEGE MULTIPRO® NEXT 6

Die Therapieliege für umfassende Behandlungen

Art-Nr: H06-130

VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Therapieliege MultiPro® next 6 «pump» mit Hydraulikpumpe

H06-132



Therapieliege MultiPro® next 6 «eco» mit Fusstaste

H06-131


ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Frottéfixleintuch für Patientenliegen

H06-540.01




Seitengitterpaar für Patientenliegen mit Geräteschiene

H06-544



Armstück gepolstert, fixe Höhe

H06-510.001



Kopfkissen mit Gegengewicht

H09-109.01



Infusionsstange höhenverstellbar

H06-561.003



Halterung für Infusionsstange

H06-561.004



Polsterschutzmatte für Multipro®

H06-529.03

