



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



# BEHANDLUNGSLIEGE MULTIPRO® NEXT 2 «PUMP» MIT HYDRAULIKPUMPE

Der Klassiker unter den Untersuchungsliegen

Art-Nr: H06-102



## TECHNISCHE DATEN

Polstergrösse  
205 x 65 cm

Polsterdicke  
6 cm

Höhenverstellbereich  
44 - 96 cm

Verstellbereich Rückenteil  
+75 bis -20 °

Doppellenkrollen  
Ø 75 mm

Max. Patientengewicht  
200 kg

Medizinprodukt  
Class I

## PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung  
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

## FARBEN



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Behandlungsliege MultiPro® 2 trumpft mit allen technischen Feinheiten auf, die uns auszeichnen. Mit ihrer zweiteiligen Liegefläche ist sie das optimale Arbeitsgerät für Behandlungen und Untersuchungen aller Art. Wie alle unsere Polster ist auch die MultiPro® 2 mit dem HESS «MediPad» Polster ausgestattet. «MediPad» steht nicht nur für höchste Hygiene und Verarbeitung, es verleiht dem Patientenzudem ein äusserst angenehmes Sitz und Liegegefühl. Die Behandlungsliege selbst und das Rückenteil sind stufenlos ohne jeglichen seitlichen Versatz verstellbar und der extrem niedrige Einstieg von 44 cm macht selbst Rollstuhlpatienten einen einfachen Transfer auf die Behandlungsliege

## SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**  
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste medizinische Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Rollentyp**  
Kunststoff, rostfrei mit Fadenschutz
- **Untergestell**  
silberionenbeschichtetes HPL-Cover
- **Liegefläche**  
2-teilig
- **Rückenteil**  
leichtgängig verstellbar mittels Gasfederunterstützung
- **Höhenverstellung**  
mittels hydraulischer Präzisionspumpe hydraulisch höhenverstellbar ohne seitlichen Versatz extra tiefer Einstieg, ideal für Kinder und mobilitätseingeschränkte Personen
- **Fusskonstruktion**  
grosse, bodenschonende Standfussflächen
- **SWISS MADE**  
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Bremssystem**  
zentrales HESS-Bremssystem «Push-to-Stop», intuitiv und bedienerfreundlich
- **Rahmenfarbe**  
RAL 9016 verkehrsweiss



möglich. Der flüsterleise Antrieb bietet Dank Softstart und schneller Höhenverstellung höchsten Komfort für Patient und Anwender. Das leichtgängige Fusspedal, unser «Push-to-Stop» Bremssystem, ermöglicht das zentrale Blockieren der Behandlungsliege. Wie alle unsere Patientenliegen-Modelle erfüllt auch dieses sämtliche sicherheitstechnische Anforderungen.





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



# BEHANDLUNGSLIEGE MULTIPRO® NEXT 2 «PUMP» MIT HYDRAULIKPUMPE

Der Klassiker unter den Untersuchungsliegen

Art-Nr: H06-102

## VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Behandlungsliege MultiPro® next 2 «eco» mit Fusstaste

H06-101




Behandlungsliege MultiPro® next 2

H06-100

## ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Seitengitterpaar für Patientenliegen mit Geräteschiene

H06-544



Arm Tisch gepolstert, fixe Höhe

H06-510.001



Polsterschutzmatte für Multipro®

H06-529.03

