



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



BEHANDLUNGLIEGE MULTIPRO® NEXT 2

Der Klassiker unter den Behandlungsliegen

Art-Nr: H06-100



TECHNISCHE DATEN

Polstergrösse
205 x 65 cm

Polsterdicke
6 cm

Höhenverstellbereich
44 - 96 cm

Verstellbereich Rückenteil
+75 bis -20 °

Doppellenkrollen
Ø 75 mm

Max. Patientengewicht
200 kg

Medizinprodukt
Class I

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

FARBEN



SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Polster**
HESS «MediPad» schutzbeschichtete und nahtlos verschweisste medizinische Polster, die jegliches Eindringen von Flüssigkeiten verhindern
- **Rollentyp**
Kunststoff, rostfrei mit Fadenschutz
- **Ausführung**
schneller und leiser Antrieb mit Softstart, höchster Komfort für die Patienten
- **Untergestell**
silberionenbeschichtetes HPL-Cover
- **Liegefläche**
2-teilig
- **Rückenteil**
leichtgängig verstellbar mittels Gasfederunterstützung
- **Höhenverstellung**
mittels rundumlaufendem Fuss-Schaltbügel, von allen vier Seiten bedienbarelektrisch höhenverstellbar ohne seitlichen Versatzextra tiefer Einstieg, ideal für Kinder und mobilitätseingeschränkte Personen
- **Fusskonstruktion**
grosse, bodenschonende Standfussflächen
- **SWISS MADE**
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS
- **Bremssystem**
zentrales HESS-Bremssystem «Push-to-Stop», intuitiv und bedienerfreundlich
- **Rahmenfarbe**
RAL 9016 verkehrsweiss

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Behandlungsliege MultiPro® 2 trumpft mit allen technischen Feinheiten auf, die uns auszeichnen. Mit ihrer zweiteiligen Liegefläche ist sie das optimale Arbeitsgerät für Behandlungen und Untersuchungen aller Art. Wie alle unsere Polster ist auch die MultiPro® 2 mit dem HESS «MediPad» Polster ausgestattet. «MediPad» steht nicht nur für höchste Hygiene und Verarbeitung, es verleiht dem Patientenzudem ein äusserst angenehmes Sitz und Liegegefühl. Die Behandlungsliege selbst und das Rückenteil sind stufenlos ohne jeglichen seitlichen Versatz verstellbar und der extrem niedrige Einstieg von 44 cm macht selbst Rollstuhlpatienten einen einfachen Transfer auf die Behandlungsliege möglich. Der flüsterleise Antrieb bietet Dank Softstart und schneller Höhenverstellung höchster



Komfort für Patient und Anwender. Das leichtgängige Fusspedal, unser «Push-to-Stop» Bremssystem, ermöglicht das zentrale Blockieren der Behandlungsliege. Wie alle unsere Patientenliegen-Modelle erfüllt auch dieses sämtliche sicherheitstechnische Anforderungen. Mit zahlreichen Spezialausführungen und Optionen lässt sich diese Behandlungsliege punktgenau für Ihre Bedürfnisse erweitern, ob in Funktion oder Komfort. Zum Beispiel mit Akku-, Netzbetrieb oder einer Hydraulikpumpe.





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



BEHANDLUNGLIEGE MULTIPRO® NEXT 2

Der Klassiker unter den Behandlungsliegen

Art-Nr: H06-100

VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Behandlungsliege MultiPro® next 2 «pump» mit Hydraulikpumpe

H06-102



Behandlungsliege MultiPro® next 2 «eco» mit Fusstaste

H06-101

ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Polsterschutzüberzug 2-teilig

H06-529.02



Knierolle

H06-550.01



Relax-Kissen

H06-550.02



Frottéfixleintuch für Patientenliegen

H06-540.01



Seitengitterpaar für Patientenliegen mit Geräteschiene

H06-544



Anästhesiebogen zu Patientenliegen MultiPro®

H06-561.001



Arm Tisch gepolstert, fixe Höhe

H06-510.001



Hufeisenförmiges Gesichtspolster

MX9-19-1.01



Nasenschlitztuch

H06-532.01



Desinfektionstücher alkoholfrei

H06-992.02



Polsterschutzmatte für Therapieliegen

H06-529



Infusionsstange höhenverstellbar

H12-311



Kopfkissen mit Gegengewicht

H09-109.01



Papierrollen für Patientenliegen

H06-532



Reinigungsmittel Ferrari-Clean 500 ml

H06-990



Reinigungsmittel HESS MultiClean® 5 Liter

H06-991.01



Reinigungsmittel HESS MultiClean® 300 ml

H06-991



Halbrolle

H06-553.01



Arm Tisch gepolstert

H06-510



Seitengitter aus HPL für Patientenliegen

H06-528



Halbrolle mit Klett-Fixierband

H06-551.01



Relax-Kissen in der Farbe KL032 mohnrot

H06-550.02-WS1



Hufeisenförmiges Gesichtspolster

MX9-19-1.01-WS1



Infusionsstange höhenverstellbar

H06-561.003



Halterung für
Infusionsstange
H06-561.004

Polsterschutzmatte
für Multipro®
H06-529.03

