



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



# INFUSIONSSTANGE HÖHENVERSTELLBAR

Ihre Lösung für flexible und sichere Infusionsanwendungen

Art-Nr: H06-561.003



## TECHNISCHE DATEN

Höhenverstellbereich  
80 - 150 cm

Maximale Traglast  
16 kg

Durchmesser  
20 / 25 mm

Maximale Traglast pro Haken  
8 kg

Medizinprodukt  
Class I



## PREIS

### Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung  
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere höhenverstellbare Infusionsstange «Made in Switzerland» überzeugt durch zahlreiche Besonderheiten. Zum einen trumpft unsere höhenverstellbare Infusionsstange mit zwei verschweissten Haken, welche mit je 8 kg belastet werden können. Zudem ist an der Infusionsstange

## SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Bedienung**  
mit einer Hand
- **Ausführung**  
Haken fugenlos verschweisst im Winkel 90°
- **Befestigung**  
steckbar in Halterung mit Aufnahme Ø20 mm
- **Material**  
Komplett hergestellt aus rostfreiem Edelstahl, geschliffen und elektroliert
- **SWISS MADE**  
ein Schweizer Produkt hergestellt von HESS



eine U-förmige Schlauchhalterung angeschweisst, um für mehr Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Die höhenverstellbare Infusionsstange ist komplett aus rostfreiem Edelstahl hergestellt und lässt sich bequem mit nur einer Hand in der Höhe verstellen.





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



## INFUSIONSSTANGE HÖHENVERSTELLBAR

Ihre Lösung für flexible und sichere Infusionsanwendungen

Art-Nr: H06-561.003

### ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Halterung für  
Infusionsstange

H06-561.004

