



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)


[Zum Shop](#)



POLSTERSCHUTZMATTE FÜR MULTIPRO®

Mit Klettverschluss montiert für 75 cm Liegenbreite

Art-Nr: H06-529.05



TECHNISCHE DATEN

Länge
518 mm

Breite
750 mm

Dicke
0.4 mm

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung

Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

- 36 Monate Garantie (36H)
- **Pflege**
Problemlos zu reinigen mittels Wischdesinfektion

KONFIGURATIONEN

Breite 75 cm

Breite 75 cm

Breite 75 cm

Breite 75 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die universelle Polsterschutzmatte aus äusserst strapazierfähiger Kunststoffolie schützt das Polster der Patientenliege zuverlässig gegen Beschädigung und Verschmutzung durch Schuhe der Patienten. Die Schutzmatte wird fest montiert, wodurch ein ungewolltes Verrutschen verhindert wird. Sie wird mit einem Klettverschluss befestigt, was eine einfache Entfernung zur Reinigung ermöglicht.





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



POLSTERSCHUTZMATTE FÜR MULTIPRO®

Mit Klettverschluss montiert für 75 cm Liegenbreite

Art-Nr: H06-529.05


VARIANTEN

Weitere Varianten finden Sie in unserem Online Shop



Polsterschutzüberzug 2-teilig

H06-529.02



**Polsterschutzmatte für
Therapieliegen**

H06-529

