



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



MOBILER ANDOCKWAGEN «PROVI-DOCK»

Grösse «L»

Art-Nr: PR-IDOCK610



TECHNISCHE DATEN

Höhenverstellbereich
177 - 194 cm

Doppelnkrollen
125 mm

Maximale Traglast
80 kg

Maximale Traglast pro Haken
2 kg

Max. Traglast pro Aufhängung
6 kg

Geräteschiene
25 x 10 x 680 mm

Grösse Fussplatte
610 x 600 mm

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

KONFIGURATIONEN

Maximale Traglast 80 Kg

Maximale Traglast 80 Kg

Maximale Traglast 80 Kg

SPEZIFIKATIONEN

- 24 Monate Garantie (24H)
- **Ausführung**
Integrierte, variable Abstandshalter 0 - 60 mm
- **Befestigung**
höhenverstellbarer Andockbalken mit 2 Aufnahmehaken
- **Höhenverstellung**
Einhandhöhenverstellung
- **Material**
aus rostfreiem Edelstahl

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Provi-Dock ermöglicht eine sichere Anbringung von mitzuführenden Geräten und garantiert eine konstante und effiziente Infusionsversorgung des Patienten im Notfall und bei Transporten. Durch seine Variantenvielfalt, die flexible Bauweise und das vielfältige Zubehör lassen sich Lösungen erarbeiten, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen der jeweiligen Anforderung zugeschnitten sind. So erfolgt der Patiententransport ohne Therapieunterbrechung schnell und reibungslos - zum Wohl der Patienten und des Pflegepersonals.





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



MOBILER ANDOCKWAGEN «PROVI-DOCK»

Grösse «L»

Art-Nr: PR-IDOCK610

ZUBEHÖR

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Online Shop



Verstelleinheit 60 - 110 mm

PR-Z-DOCK43



Ordnerhalter

PR-Z-DOCK01



Vielzweckkorb für Andockwagen

PR-Z-DOCK02



Geräteschiene doppelseitig

PR-Z-DOCK35



Tragarm in fixer Höhe

PR-Z-DOCK81



Tragarm in fixer Höhe

PR-Z-DOCK82



Tragarm in fixer Höhe

PR-Z-DOCK83



Schwenkarm in fixer Höhe

PR-Z-DOCK61



Schwenkarm in fixer Höhe

PR-Z-DOCK63



Schwenkarm in fixer Höhe

PR-Z-DOCK65



Stabilisierungsschienen

PR-Z-DOCK41



Schlauchhalter

PR-Z-DOCK18



Kabel- und Schlauchhalter

PR-Z2K09353



Pumpentragrohr

PR-Z-DOCK21



Steckdosenleiste «Vari Med»

PR-Z2K07014



Steckdosenleiste «Vari Med»

PR-Z2K07124



Sauerstoffflaschenhalterung

PR-Z-DOCK28



Sauerstoffflaschenhalterung höhenverstellbar

PR-Z-DOCK80



Sauerstoffflaschenhalterung höhenverstellbar

PR-Z-DOCK40

