



# IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

Klicken Sie hier

Zum Shop



## SCHWENKARM IN FIXER HÖHE

Monitortyp «Philips IntelliVue MP5-70 und MX400-800»

Art-Nr: PR-Z-DOCK61



### TECHNISCHE DATEN

Maximale Traglast  
14 kg

Länge  
250 mm

Kippverstellung  
+ / - 20 °

Masse Halter-Rohre Ø  
35 - 38 mm

Schwenkbereich  
+ / - 90 °

### PREIS

#### Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung  
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

### SPEZIFIKATIONEN

- 24 Monate Garantie (24H)
- **Monitortyp**  
Philips IntelliVue MP5-70 und MX400-800
- **Farbe**  
lichtgrau

### KONFIGURATIONEN

Monitortyp «Philips IntelliVue  
MP5-70 und MX400-800»

Monitortyp «Philips IntelliVue  
MP5-70 und MX400-800»

Monitortyp «Philips IntelliVue  
MP5-70 und MX400-800»

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Optimieren Sie Ihren Provi-Dock Andockwagen mit unserem robusten Schwenkarm in fixer Höhe. Dank seiner stabilen Konstruktion garantiert er eine feste Positionierung des Monitors, während seine flexible Bauweise es ermöglicht, den Monitor einfach in die gewünschte Position zu bringen. So kann der Monitor von verschiedenen Seiten aus bedient werden.

