



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



STECKDOSENLEISTE «VARI MED»

4 Steckplätze, 2-polig abgesichert

Art-Nr: PR-Z2K07014



TECHNISCHE DATEN

Kabellänge
3 m

Kabelquerschnitt
1.5 mm²

Anzahl Steckplätze
4 Stk.

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

- 24 Monate Garantie (24H)
- **Befestigung**
Universalbefestigung für Geräteschiene und Rundrohr
- **Material**
Aluminium eloxiert, mattsilber
- **Sicherheit**
2-polig abgesichert DIN EN 60601

KONFIGURATIONEN

Steckdosenleiste 4-fach, 2-polig abgesichert

Steckdosenleiste 4-fach, 2-polig abgesichert

Steckdosenleiste 4-fach, 2-polig abgesichert

Steckdosenleiste 4-fach, 2-polig abgesichert

PRODUKTBESCHREIBUNG

Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Provi-Dock Andockwagen mit der Steckdosenleiste «Vari Med». Sie wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden und bietet zahlreiche Vorteile. Die robuste Aluminium-Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und schützt die Steckdose vor äusseren Einflüssen. Die abgerundeten Ecken minimieren die Verletzungsgefahr und gewährleisten eine sichere Handhabung, selbst in hektischen Situationen. Ein besonderes Merkmal ist die Schutzhaube, welche



automatisch verriegelt und nur mit Werkzeug wieder geöffnet werden kann. Dies stellt sicher, dass die angeschlossenen Geräte konstant mit Strom versorgt werden, wodurch eine unterbrechungsfreie Patientenversorgung garantiert wird.

