



IHR INDIVIDUELLER PRODUKTE KATALOG

Erstelldatum 21.09.2024





Erstelldatum 21.09.2024, Änderungen vorbehalten

[Klicken Sie hier](#)

[Zum Shop](#)



SAUERSTOFFFLASCHENHALTERUNG

Für 2- und 3-Literflaschen

Art-Nr: PR-Z-DOCK28



TECHNISCHE DATEN

Maximale Traglast
12 kg

Fassungsvermögen
2 - 3 l

PREIS

Auf Anfrage

Alle Preise netto, zzgl. MwSt. und Lieferung
Gültig am 21.09.2024, Änderungen und Fehler vorbehalten

KONFIGURATIONEN

Für 2/3 Liter Flaschen

Für 2/3 Liter Flaschen

Für 2/3 Liter Flaschen

Für 2/3 Liter Flaschen

Für 2/3 Liter Flaschen

SPEZIFIKATIONEN

- 24 Monate Garantie (24H)
- **Befestigung**
Halteklauen mit Schnellspannhebel
- **Sicherheit**
DIN EN 60601
- **Montage**
fixierbar an Geräteschienen 25 x 10 mm
- **Farbe**
weiss

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere Sauerstoffversorgungslösung bietet entscheidende Vorteile für die Versorgung und Verlegung von Patienten. Die kontinuierliche Sauerstoffversorgung mittels Sauerstoffflasche wird im Notfall oder bei Verlegungen nicht unterbrochen, was eine konstante und zuverlässige Versorgung gewährleistet. Die Technik überzeugt durch eine hochwertige Beschichtung, die für eine lange Lebensdauer sorgt. Es gibt keine scharfen Kanten, was das Verletzungsrisiko minimiert und die Sicherheit für Patienten und Pflegepersonal erhöht. Die Anwendung ist besonders benutzerfreundlich,



da die Lösung nachträglich einbaubar und einfach montierbar ist. So lässt sie sich schnell und unkompliziert in bestehende Andockwägen integrieren. Erleben Sie eine sichere, effiziente und benutzerfreundliche Sauerstoffversorgungslösung.

